

**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 10.06.2020 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/340/15/2020

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich dostaw produktów leczniczych.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 22

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje żelu do jałowego cewnikowania sterylizowany parowo w postaci harmonijkowego aplikatora w dwóch objętościach 8,5 g dedykowanego dla dzieci i 12,5 g dla dorosłych do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ - 6 – 8,5ml.

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 22

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ - żel nie zawierający konserwantów i parabenów.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 22

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy żel do cewnikowania o działaniu bakteriobójczym i znieczulającym ma zawierać chlorowoderek lidokainy 2% i dwuchlorowoderek chlorhexydyny 0,05%?

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ - kład żelu: chlorheksydyna 0,05% i Lidokaina 2%,

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 22

Czy zamawiający oczekuje, aby minimalna dawka chlorhexydyny w opakowaniu dla osoby dorosłej wynosiła 625 mg a w opakowaniu dla dzieci wynosiła odpowiednio 425 mg?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie określa.

Pytanie nr 5 – Pakiet nr 22

Czy w związku z docewkowym podaniem produktu Zamawiający wymaga aby produkt posiadał odpowiednią klasę czystości biologiczną i chemiczną i był produkowany zgodnie z farmaceutycznymi standardami GMP.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ - Przeznaczony do cewnikowania i intubacji, potwierdzone przez producenta.

Pytanie nr 6 – Pakiet nr 10, poz. 92

Dotyczy: pakiet 10, pozycja 92

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?

Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane **żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)**.

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii

LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w 5 kroplach **1 mld** mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności **5 mld** bakterii liofilizowanych.

Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople) np. 5 kropli w trakcie antybiotykoterapii.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 25, poz. 110

Dotyczy: pakiet 25, pozycja 110

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30?

Diflos 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane **żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)**.

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.


Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce **0,6 mld** mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności **3 mld** bakterii liofilizowanych. Kapsułki są otwierane, a ich zawartość można rozpuścić np. w wodzie, dzięki czemu można z nich przygotować zawiesinę.

ODPOWIEDŹ.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU



CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Skowronek



k.